

Anleitung der Vibra-Uhr R16



BATTERIE AUFLADEN

Stecken Sie den weissen Stecker in den USB-Anschluss eines Computers und stecken Sie das Innere der Uhr in den Stecker. Wenn die Uhr richtig eingesetzt ist, leuchtet sie sofort auf.

Hinweis zur Einstellung: Achten Sie genau darauf, wenn die Taste **kurz** oder **Lang** gedrückt werden muss, während die Zahlen und/oder Buchstaben angezeigt werden.

ZEIT EINSTELLEN

1. Drücken Sie kurz auf die Taste und die eingestellte Zeit erscheint.
2. Drücken Sie erneut, wenn die Uhrzeit angezeigt wird, und halten Sie sie gedrückt, bis die Zahl 12 oder 24 zu blinken beginnt. Sie können jetzt zwischen 12- oder 24-Stunden-Zeitangabe wählen. Bestätigen Sie die gewünschte Anzeige, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die Stunden anfangen zu blinken.
3. Drücken Sie die Taste kurz auf die richtige Stunde und bestätigen Sie, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die Minuten zu blinken beginnen.
4. Drücken Sie kurz auf die Taste, bis die gewünschten Minuten angezeigt werden, und bestätigen Sie durch Gedrückthalten der Taste, bis die korrekte Uhrzeit erscheint.

ERSTER ALARM

1. Drücken Sie den Knopf 3 Mal kurz, so dass AL erscheint. Halten Sie dann die Taste gedrückt, bis A1 - - - erscheint (Alarm 1). Halten Sie die Taste erneut gedrückt, bis die Striche zu blinken beginnen. Drücken Sie kurz auf die Taste und es erscheint A1On und halten Sie die Taste gedrückt, bis die Stunde zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie kurz auf die Taste, bis die gewünschte Stunde angezeigt wird, und drücken Sie zur Bestätigung lang auf die Taste. Jetzt blinken die Minuten. Drücken Sie die Taste kurz, bis die gewünschten Minuten angezeigt werden, und bestätigen Sie durch langes Drücken der Taste. A1On erscheint und der erste Alarm ist eingestellt.

ZWEITEN ALARM EINSTELLEN

1. Drücken Sie nacheinander: kurz-kurz-kurz-lang-lang-kurz-kurz. Sie sehen dann A2--
2. Drücken Sie die Taste so lange, bis die Striche zu blinken beginnen. Drücken Sie die Taste kurz, und es wird A2On angezeigt. Halten Sie die Taste lange gedrückt, bis die Stunde zu blinken beginnt.
3. Halten Sie die Taste kurz gedrückt, bis die gewünschte Stunde zu blinken beginnt. 3. Jetzt blinken die Minuten. Drücken Sie die Taste kurz, bis die gewünschte Minuten und bestätigen Sie, indem Sie die Taste lange gedrückt halten. A2On erscheint und der zweite Alarm ist eingestellt.



urifoon

Hilfe bei
Inkontinenz

Linda van Musscher - Gijsbers
Rebstockweg 41H
3232 Ins
Tel. 032 - 3133561
info@urifoon.ch www.urifoon.ch