

Uriflex Liberty

Drahtloser Bettnässer-Alarm

Benutzerhandbuch



Empfänger

**Ihre Lösung gegen
Bettnässen**

drahtloser Sender



Handbuch Liberty Bettnässer Alarm

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von Liberty. Der am meisten persönliche Bettnässer-Alarm mit kompetenter Hilfestellung wird deine Lösung für das Bettnässproblem. Wir sind stolz darauf, dass er in den Niederlanden auch zum am besten bewerteten Bettnässer-Alarm gekürt wurde.

Der kompetente Helpdesk von Urifoon hat sich seit 1954 auf das Training gegen das Bettnässen mithilfe eines Alarmsystems spezialisiert. Wir wissen am besten, dass ein Bettnässer-Alarm kein Wundermittel ist, sondern ein Hilfsmittel. Eine kompetente Betreuung während des Trainings mit dem Bettnässer-Alarm macht oft den Unterschied zwischen einer enttäuschenden Erfahrung und glücklichen Kindern und Eltern aus.

Mit unserem Ansatz sind bis zu 90 % der Anwender das Bettnässen innerhalb von 8 bis 12 Wochen los! Eine noch nie dagewesene hohe Erfolgsquote.

Wie unterstützt Urifoon das Training?

1. In der Packung sind Scorecards und Stickerbögen enthalten. Für viele Kinder ist dies eine anregende Möglichkeit, ihre täglichen Fortschritte beim Training festzuhalten.
2. Per E-Mail verschicken wir allgemeine Ratschläge, die sich positiv auf das Training vieler Kinder auswirken. Auf diese Weise wird das gewünschte Ergebnis schneller erreicht.
3. Möchten Sie uns lieber telefonisch kontaktieren und das Training besprechen? Kein Problem und kostenlos für registrierte Urifoon-Kunden.

Kurzum, Urifoon hilft auf unterschiedlichen Weise, dein Ziel zu erreichen. Trockene Nächte!

Das Training kann in den ersten Wochen ziemlich anstrengend sein, aber halte durch und befolge die Ratschläge von Frau Sas und Urifoon. Und im Handumdrehen hast du den Schliessmuskel deiner Blase auch während des Schlafs voll im Griff.

Viel Glück! Du wirst schon bald die Kontrolle über deine Blase haben und in den Genuss trockener Nächte kommen!

Das Urifoon-Team

Lieferumfang Liberty



1. Empfänger



2. Sender




3. Adapter

4. Handbuch




5. Scorecard



6. Wasaanschrift



Bedienung



Einschalten

Stecker sowohl hinten im Bettnässer-Alarm und in die Steckdose einstecken. Am Empfänger des Bettnässer-Alarms leuchtet der LED-Ring grün.

Sender aufladen

Der Sender enthält eine wiederaufladbare Batterie. Man muss den Sender also nie öffnen. Wenn der Bettnässer-Alarm empfangen wird oder wenn er längere Zeit nicht benutzt wurde, blinkt der LED-Ring in Intervallen rot. Dies bedeutet, dass die Batterie leer ist und aufgeladen werden muss. Das Aufladen ist sehr einfach. Einfach den Sender anhand der Druckknöpfe oben auf den Empfänger klicken. Sender so aufstellen, dass der Name Uriflex richtig herum lesbar ist. Der grüne LED-Ring verwandelt in eine leuchtende Linie direkt unter dem Sender. Die Leuchte pulsiert während des Ladevorgangs. Wenn die Batterie voll ist, leuchtet der Streifen konstant grün.

Bitte beachten! Wenn der Sender mit dem Namen „Uriflex“ verkehrt herum auf den Empfänger geklickt wird, verändert die Beleuchtung nicht und die Batterie wird nicht aufgeladen. Sender umdrehen, sodass der Text Uriflex korrekt herum lesbar ist, und den Sender wieder auf den Empfänger klicken. Der Ladevorgang beginnt.

Tipp! Sender morgens immer von der Sensorunterhose trennen und auf den Empfänger klicken! So ist sichergestellt, dass die Batterie immer voll ist und der Sender nicht versehentlich in die Waschmaschine kommt. Das bekommt dem Sender nämlich nicht.

Sender testen

Der Alarm ertönt, wenn etwas Metallisches, z.B. eine Büroklammer oder eine Schere, gleichzeitig gegen beide Druckknöpfe des orangefarbenen Senders gedrückt wird. Natürlich muss der Empfänger eingeschaltet sein und die Senderbatterie darf nicht leer sein.

Sensorhose und Bettnässer-Alarm sind gekoppelt

Der Bettnässer-Alarm ist einsatzbereit, wenn der Empfänger in die Steckdose eingesteckt und der aufgeladene Sender an die Sensorunterhose geklickt ist (siehe Abbildung).



Alarmsignal wählen

Liberty bietet 10 verschiedene Alarmsignale zur Auswahl. Unten am Empfänger befindet sich ein Schalter mit Musiknoten-Symbol 🎵. Bei Drücken dieses Schalters ertönt ein Alarmsignal. Durch erneutes Drücken des Schalters ändert sich das Alarmsignal. Man kann bis zu 10 verschiedene Alarmsignale abhören. Das zuletzt gehörte Alarmsignal ist das eingestellte Signal.

Lautstärke einstellen

Bei kurzem Drücken des Lautstärke-Schalters 🔊 an der Unterseite des Empfängers ertönt die Lautstärke, die aktuell am Bettnässer-Alarm eingestellt ist. Die Lautstärke wird durch erneutes Drücken der Taste geändert. Die zuletzt gehörte Lautstärke ist die eingestellte Lautstärke.

Pairing von neuem Sender mit Empfänger

Das Set aus Empfänger und Sender wird vor Versand miteinander gekoppelt und ist sofort einsatzbereit.

Wenn man jedoch nach einiger Zeit einen neuen Sender verwendet (weil man den vorherigen z.B. verloren hat), muss dieser vor Verwendung mit dem Empfänger gepaart werden (Pairing). Dies ist sehr einfach, wenn man folgende Schritte befolgt:

1. Auf das „Pairing“-Symbol 📶 auf der Unterseite des Empfängers drücken, bis der LED-Ring blau blinkt.
2. Mit einem Stift oder einer Büroklammer auf den Punkt zwischen den beiden Schaltern des Senders (siehe Abbildung) einmal kurz drücken. Wenn Sie einen Piepton hören, war die Kopplung erfolgreich. Der LED-Ring leuchtet dann grün.



Der Empfänger und der Sender sind miteinander gekoppelt und einsatzbereit. Zum Testen kann man die beiden Schalter mit etwas aus Metall verbinden. Der Alarm wird dann ausgelöst. **Bitte beachten:** Das Pairing ist nur notwendig, wenn man einen neuen Sender mit dem Empfänger verwenden möchte.

Bedeutung der LED-Farben

Das auffälligste Merkmal des Liberty Bettnässer-Alarms ist die Beleuchtung durch den großen LED-Ring. Die Beleuchtung ist nicht nur toll, sondern ist auch informativ. Was bedeuten die verschiedenen Arten und Farben der Beleuchtung?



Der Sender ist nicht auf den Empfänger geklickt. Der gesamte LED-Ring leuchtet.

Dauerhaft grün = Liberty ist einsatzbereit und die Beleuchtung dient als Nachtlcht

Durchgehend rot = Alarm, es wurde ins Bett gepinkelt

Blinkt orange = Sender muss aufgeladen werden

Blinkt rot = Die Batterie des Senders ist leer (Lösung: Sender aufladen) oder der Sender ist außerhalb der Reichweite des Empfängers (Lösung: näher zueinander bringen) oder es liegt ein technisches Problem vor (Lösung: Sender und Empfänger verbinden).

Blinkt blau = Empfänger befindet sich im Pairing-Modus. Der Sender kann gekoppelt werden.



Der Sender ist korrekt auf den Empfänger geklickt. Streifen mit LED-Leuchten.

Orange pulsierend = Der Sender wird aufgeladen

Durchgehend grün = Der Sender ist vollständig aufgeladen.

Blinkt rot = Die wiederaufladbare Batterie ist leer. Wenn der Sender richtig auf den Empfänger geklickt wurde, laden Sie den Sender auf und das Blinken verschwindet innerhalb weniger Minuten.



Der Sender ist nicht richtig auf den Empfänger geklickt. Der gesamte LED-Ring leuchtet.

Der Sender sitzt verkehrt herum und lässt sich nicht aufladen. Der Sender muss zum Aufladen umgedreht werden (Text Uriflex richtig herum lesbar).

Vibes Puck

Der Liberty-Wecker kann zusätzlich mit einem Vibrationsalarm ausgestattet werden. Es handelt sich um eine flache runde Scheibe, die unter das Kopfkissen oder das Bettlaken gelegt werden kann. Das Vibrationselement hat kein Kabel und kann sich daher sehr frei bewegen. Es wird stark vibrieren und kann eine zusätzliche Möglichkeit sein, aufzuwachen.

Für Wen?

Besonders für Kinder, die sehr tief schlafen, angst vor lauten Geräuschen haben, diskret geweckt werden möchten oder schwerhörig sind.

Das Element kann deswegen angenehm sein, wenn Kinder ein Schlafzimmer teilen. Der Ton des Weckers kann leiser gestellt werden, damit die anderen nicht geweckt werden. Es hilft aber auch Jugendlichen, diskret zu üben.

Pairing für die Verwendung

Das Element muss vor der Verwendung mit dem Liberty-Wecker gekoppelt werden. Bitte lesen Sie die beigefügte Beschreibung oder sehen Sie sich das Video auf unserer Website an.

<https://www.urifoon.ch/videos>



Wie verwendest du den Liberty?

Wenn du zu Bett gehst, Sensorunterhose anziehen und den Sender mit den Druckknöpfen an die Unterhose klicken. Den Empfänger stellst du einige Meter von deinem Bett entfernt auf und steckst den Stecker in die Steckdose. Es ist wichtig, dass du nachts aufstehst, um den Wecker auszuschalten. Dadurch wirst du dir schneller bewusst, was geschieht und was du machen musst. Genau das ist das Ziel.

Dann ertönt der Alarm...

Sobald du nachts die ersten Tropfen in die Sensorunterhose pinkelst, geht der Alarm sofort los. Wenn alles gut geht, wachst du sofort auf und hörst reflexartig auf zu pinkeln. Das machst du automatisch, indem du den Schließmuskel deiner Blase schließt, wodurch das Pipi zurückgehalten wird. Stehe auf, nimm zunächst den Sender von der Sensorunterhose ab und schalte den Alarm aus, indem du auf das Tropfen-Symbol oben auf dem Empfänger drückst. Dann gehst du zur Toilette, um dort zu pinkeln. Trockene Sensorunterhose anziehen und den Sender daran festklicken. Jetzt kannst du wieder schlafen gehen 😊

Bitte beachten: Der Alarm kann nur ausgeschaltet werden, wenn man erst den Sender von der nassen Sensorunterhose entfernt. Diese zusätzliche Handlung hilft deinem Kind dabei, das Vorgehen bei einem Alarm bewusst zu erleben.

Wichtig: Alles bewusst erleben!

Es ist sehr wichtig, dass du schnell auf den Alarm reagierst, wirklich aufwachst und dir dessen bewusst bist, was passiert: vom Aufwachen übers Pinkeln auf der Toilette bis zum Anziehen der frischen Sensorunterhose. Vor allem am Anfang ist es ratsam, dass dein Vater, deine Mutter oder jemand anderes zu dir kommt, wenn der Alarm klingelt. Auf diese Weise kannst du so schnell wie möglich und richtig auf den Alarm reagieren.

Für die Eltern/Betreuer: **Sofortiges Reagieren auf das Alarmsignal ist der Schlüssel zum Erfolg.** Der Alarm signalisiert eine volle Blase. Der für den Schließmuskel notwendige Reflex wird angeregt und entwickelt. Es wird trainiert, diesen kritischen Augenblick abzupassen. Wird der Bettnässer-Alarm jede Nacht benutzt, wird das Kind schon nach wenigen Wochen pünktlich und von selbst aufwachen.

Jeden Morgen zusammen die Ergebnisse der vorangegangenen Nacht festhalten

Um den Fortschritt deines Trainings zu überwachen, ist es wichtig, jeden Morgen die Ergebnisse der Nacht festzuhalten. Dies ist auf der Scorecard möglich, auf der du Punkte sammeln und auch jeden Tag einen Aufkleber anbringen kannst.

Hinweis für Eltern/Betreuer: Das Festhalten des Trainingsfortschritts hat oft eine motivierende Wirkung. Viele Kinder möchten so schnell wie möglich Aufkleber und/oder möglichst viele Punkte sammeln. Das funktioniert besonders gut, wenn Eltern eine eigene – kleine – Belohnung damit verknüpfen. Diese Belohnung nicht nur mit Ergebnissen verknüpfen, sondern auch mit dem gezeigten Einsatz.

Wenn wir eine Kopie der vollständig ausgefüllten Scorecard erhalten, können wir den Verlauf des Trainings verfolgen. Falls gewünscht, können wir den Verlauf mit Ihnen persönlich besprechen (vorzugsweise telefonisch). Befolgen Sie unsere Ratschläge und/oder kontaktieren Sie uns, wenn Ihr Kind nach 10 Tagen nicht schnell auf den Alarm reagiert.

Nach 3 trockenen Wochen sollte der Bettnässer-Alarm nicht länger verwendet werden

Es ist wichtig, die Nutzung des Bettnässer-Alarms nicht zu früh zu beenden. Dies erhöht nämlich das Risiko auf einen Rückfall. Erst dann mit der Nutzung des Bettnässer-Alarms aufhören, wenn du drei Wochen (21 Nächte) am Stück trocken durchgeschlafen hast oder von selbst – also ohne Alarm – aufgewacht bist, um zur Toilette zu gehen. Dein Training ist erfolgreich, wenn du in den nächsten zwei Wochen danach auch nicht mehr ins Bett gepinkelt hast. Wir würden uns freuen, dann von dir zu hören!

Praktische Tipps für die Eltern

- Wenn Ihr Kind stark schwitzt, kann die Empfindlichkeit des Senders in der App eingestellt werden (siehe Erläuterung der App). Es ist auch möglich, das Kind zuerst eine normale Hose anziehen zu lassen und die Sensorunterhose darüber anzuziehen. Das Alarmsignal wird dann nicht beim ersten Pipitropfen ausgelöst, aber es verhindert unnötige Alarmsignale.
- Sollte sich der Sender im Schlaf von der Sensorunterhose lösen, empfehlen wir, die eigene Unterhose über die Sensorunterhose zu tragen.
- Die Betriebsbereitschaft des Senders kann jederzeit überprüft werden, indem man die 2 Schalter am Sender mit einem Metallgegenstand – z.B. einer Schere – miteinander verbindet. Darauf achten, dass der Empfänger eingeschaltet ist.

Technische Beschreibung

Fabrikat/Hersteller	Fa. Urifoon B.V. Amstelhoek / Holland SRN-Nr.-NL-MF-000002322
Typ	Liberty – drahtloser Bettnäss Alarm
Art. Nr.	361
MiGel PositionsNr.	15.20.01.01.2
Umfang der Serienausstattung	Bettnässer Alarm (weisses Kästchen) Sender (orangefarbenes Döschen mit 2 Metall druckknöpfen und aufladbare Batterie)
Funkfrequenz Sender-Empfänger:	868 MHZ – Reichweite ca. 10 m
Sender-Handy:	2.4 GHz Bluetooth LE
Transformator:	(Steckernetzgerät) Eingang 100-230V 50/60 Hz – Ausgang 5.0V / 1000 mA)
Zubehör	Feuchtigkeitsfühlende Höschen (in allen gängigen Konfektions-Grössen) Gebrauchsanweisung und Wachvorschrift
Abmessungen	Empfänger: L 105mm, B 80 mm, H 35 mm Sender: L 48 mm, B 25 mm, H 8 mm
Gewicht	Liberty Empfänger 120 gr. (ausschließlich Steckernetzgerät) Sender 8 gr.
Garantiezeit Bettnässer Alarm:	2 Jahre ab Kaufdatum, ausschliesslich Schäden die durch unsachgemäß Gebrauch oder infolge natürlicher Abnutzung auftreten (Batterien)
Sensorhöschen:	3 Monate ab Kaufdatum
Konformität	Dieses Produkt ist konform mit: CE- Kennzeichnung 2014/53/EU (Nummer des Zertifikats B2106223) MDR Richtlinie Biokompatibilität DIBN ISO EN 10993

Garantie

Für den Liberty gilt eine Garantiezeit von 24 Monaten nach dem Kauf (Rechnungsdatum).

Die Garantie gilt für Fabrikations- oder Materialfehler und für Mängel, die bei normalem Gebrauch auftreten und von Urifoon BV beurteilt werden. Die Garantie deckt keine Wasserschäden ab.

Urifoon haftet nicht für mehr oder andere als die oben beschriebenen Garantieverpflichtungen. Nur gegen Vorlage des Kaufbelegs kann der Erstkäufer einen Anspruch auf die oben beschriebene Garantie geltend machen.

Produkt- und Sicherheitshinweise

- Bei dem Gerät handelt es sich nicht um ein Spielzeug. Es enthält Kleinteile, die beim Verschlucken gesundheitsschädlich sind.
- Der Einsatz von Funkgeräten kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. (z.B. implantierte Herzschrittmacher). Wenden Sie sich diesbezüglich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen ob dieses ausreichen gegen externe Frequenzimmissionen abgeschirmt ist.
- Das Gerät ist mit einem Spezialkabel mit Netzteil für Sicherheitskleinspannung ausgestattet. Es dürfen weder Teile ausgetauscht noch Veränderungen vorgenommen werden, da sonst Stromschlaggefahr besteht.
- Entsorgen Sie das Gerät nicht über den unsortierten Hausmüll. Elektrische und elektronische Produkte sowie Akkus müssen einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden.

Im Vertrieb von:
Verkaufsbüro Schweiz der Firma Urifoon

Inhaberin Linda Gijsbers - van Musscher
Rebstockweg 41H
3232 Ins
Tel: 0041 (0)32 - 3133561



info@urifoon.ch

Wir wünschen dir und deinen
Eltern viel Erfolg!



Linda van Musscher - Gijsbers
Rebstockweg 41H
3232 Ins
Tel. 032 - 3133561
info@urifoon.ch www.urifoon.ch

